

medela 



# Healthcare Produktkatalog 2021

---

Gültig ab 1. Februar 2021

Precious life,  
progressive care

# Bewährte Qualität

Die Produkte von Medela Healthcare entsprechen internationalen Industriestandards: ISO 9001 und ISO 13485 sowie den American Good Manufacturing Practices Guidelines (GMP). Unsere Produkte tragen die CE-Kennzeichnung gemäß der Richtlinie 93/42/EEC für Medizinprodukte.

Die Zusicherung einer langen Garantie betrachten wir als selbstverständlich.

## Hinweis zur MDR

Alle unsere Produkte sind nach MDD 93/42/EEC zertifiziert und dürfen auch im Rahmen der Übergangsfrist, welche die MDR gewährt, bis Mai 2024 vertrieben werden. Medela wird seine Medizinprodukte schrittweise gemäß MDR (EU) 2017/745 zertifizieren.

Diese Umstellung wird bis spätestens Mai 2024 abgeschlossen sein.

## Wir sind gerne für Sie da – Team Healthcare

### Ihr Kontakt zum Kundenservice

Anfragen, Bestellungen, Produktberatung

Telefon Hotline +49 89 31 97 59-0  
 Fax +49 89 31 97 59-99  
 E-Mail kundenservice@medela.de  
 Bestellung bestellung@medela.de

### Ihr Kontakt zum technischen Service

Technische Anfragen oder Fragen  
 zu laufenden Reparaturen und Wartungen:  
 Telefon Hotline +49 89 31 97 59-444  
 Fax +49 89 31 97 59-96  
 E-Mail service@medela.de

## Inhalt

### Herz-/ Thoraxdrainage

Thopaz+	4
Thopaz+ Verbrauchsartikel	5
Thopaz+ Zubehör	6

### Unterdruck-Wundtherapie (NPWT)

Invia Liberty	8
Invia Liberty Verbrauchsartikel	8
Invia Liberty Zubehör	8
Invia Motion	9
Invia Motion Verbrauchsartikel	9
Invia Motion Zubehör	9
Invia Verbandsets	10

### Chirurgisches Absaugen

Basic	12
Dominant Flex	13
Zubehör Basic und Dominant Flex	14

### Chirurgisches Absaugen / Absaugung der Atemwege

Vario	15
Vario Zubehör	16

### Absaugung der Atemwege

Clario Home Care System	17
Clario Zubehör	18

### Auffangsysteme

Mehrweg-Auffangsystem	19
Einweg-Auffangsystem	20
Auffangsysteme Zubehör	20

### Verbrauchsartikel

Vakuumschläuche	21
Patientenschläuche	22
Mehrweg-Filter	23
Einweg-Filter	23
Ein- und Mehrweg-Verbindungen	24

### Vakuumentbindung

Basic	25
Vakuumentbindung Zubehör	25
Mehrweg-Saugglocken	26
Einweg-Saugglocken	26
Saugglocken Zubehör	27

### Symbole



Dieses Symbol zeigt  
 Einwegartikel an.  
 Nicht wiederverwenden.



Autoklavierbar –  
 zum Beispiel bei  
 134°C / 10 Minuten



Nicht autoklavierbar –  
 Empfohlene Reinigung  
 in einem Reinigungs- und Desinfektionsgerät

Thopaz+



Art.-Nr. 079.1000  
VPE 1 Stück

**Thopaz+**

Mobiles Thoraxdrainage System mit Patienten-Monitoring:

- Saugleistung 5 l/min
- Druckbereich 0 bis -10 kPa
- 1 Netzadapter international
- 1 Thopaz+ CD
- 1 Gebrauchsanweisung
- Akkulaufzeit mind. 4 Stunden, durchschnittlich 10 Stunden
- Gewicht 1 kg
- B x H x T: 170 x 95 x 235 mm
- Garantie: 2 Jahre

Mit elektronischem Mess- und Überwachungssystem, das laufend informiert über:

- Flüssigkeitsverluste
- Parenchymleckage in ml/min (Flow)
- Historischer Verlauf der Luftleckage über 72 Stunden
- Historischer Verlauf der Flüssigkeitsverluste über 72 Stunden
- Unterdruck in der eingestellten Einheit (kPa/cmH<sub>2</sub>O/mbar/mmHg)
- Abweichungen vom eingestellten Druck
- Behälterfüllstatus
- Akkuladestatus



Art.-Nr. 101033302

**Basistraining digitales Herz-/ Thoraxdrainage Management**

Unsere Geräte unterliegen in Deutschland dem Medizinproduktegesetz (MPG) sowie der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV).

Der Betreiber, nicht der Lieferant, unterliegt der Pflicht vor der ersten Inbetriebnahme für eine Einweisung gemäß § 4 Abs. 3 Satz 1 MPBetreibV zu sorgen. Medela bietet gesetzliche Ersteinweisungen und -inbetriebnahmen für seine Produkte an.

Ersteinweisungen und -inbetriebnahmen bei Neugeräten, im Bedarfsfall auch Folgeeinweisungen.

Inklusive aller Unterlagen der Teilnehmer.

Dauer: ca. 1 Stunde.

Auf Wunsch erhält jeder Teilnehmer eine Bescheinigung.

Inhalte:

- Wissenswertes zu Thoraxdrainage Systemen
- Funktionen des Thoraxdrainage Systems
- Handhabung des Thoraxdrainage Systems
- Praktische Übungen am Gerät
- Datenauswertung
- Studienlage zu digitalen Thoraxdrainage Systemen

Thopaz+ Verbrauchsartikel



Art.-Nr. 079.0011 (0,3 l)  
VPE 12 Stück

**Behälter ohne Geliergranulat, steril**

- Standardbehälter zum Auffangen von Sekreten
- Hydrophiler Überlaufschutz/Bakterienfilter
- Sicherheitskammer als Filterschutz vor vorzeitigem Benetzen
- Größen: 0,3 Liter, 0,8 Liter und 2,0 Liter



Art.-Nr. 079.0016 (0,8 l)  
VPE 6 Stück



Art.-Nr. 079.0018 (2,0 l)  
VPE 12 Stück

Einen Adapter für den 2,0 Liter Behälter für die Ladestation (Art.-Nr. 079.0038) finden Sie auf Seite 6.



Art.-Nr. 079.0012 (0,3 l)  
VPE 12 Stück

**Behälter mit Geliergranulat, steril**

- Für eine hygienische und kostengünstige Entsorgung
- Hydrophiler Überlaufschutz/Bakterienfilter
- Sicherheitskammer als Filterschutz vor vorzeitigem Benetzen
- Größen: 0,3 Liter, 0,8 Liter und 2,0 Liter



Art.-Nr. 079.0017 (0,8 l)  
VPE 6 Stück



Art.-Nr. 079.0019 (2,0 l)  
VPE 12 Stück

Einen Adapter für den 2,0 Liter Behälter für die Ladestation (Art.-Nr. 079.0038) finden Sie auf Seite 6.



Art.-Nr. 079.0021  
(1 Anschluss)  
VPE 10 Stück

**Schlauch, steril**

- Kompatibel mit 20 - 32 Charr. <sup>1)</sup>
- Mit Sekretentnahmestelle
- Länge 150 cm
- Varianten: 1 oder 2 Anschlüsse



Art.-Nr. 079.0022  
(2 Anschlüsse)  
VPE 10 Stück



Art.-Nr. 079.0023  
(1 Anschluss)  
VPE je 10 Stück

**Schlauch mit kleinen Anschlüssen, steril**

- Kompatibel mit 12 - 20 Charr. <sup>1)</sup>
- Mit Sekretentnahmestelle
- Länge 150 cm
- Varianten: 1 oder 2 Anschlüsse



Art.-Nr. 079.0024  
(2 Anschlüsse)  
VPE je 10 Stück



Art.-Nr. 079.0025  
(1 Anschluss)  
VPE je 10 Stück

**Schlauch mit großen Anschlüssen, steril**

- Kompatibel mit 28 - 36 Charr. <sup>1)</sup>
- Mit Sekretentnahmestelle
- Länge 150 cm
- Varianten: 1 oder 2 Anschlüsse



Art.-Nr. 079.0026  
(2 Anschlüsse)  
VPE je 10 Stück



Art.-Nr. 079.0039  
VPE 20 Stück

**Verschlusskappe, steril**

- Zum Verschluss ungenutzter Anschlüsse
- Kompatibel mit allen Schläuchen

<sup>1)</sup> Angaben ohne Gewähr. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Ihren zuständigen Gebietsleiter.



Art.-Nr. 077.0511  
(klein, vernickelt)  
VPE 1 Stück

**Rollgestell**

- Für Gebrauch und Transport von diverserem Zubehör
- Mobil mit 4 Rollen (davon 2 mit Bremsen)
- Mit 2 Normschiene 10 x 25 mm

Versionen:

**Klein, Rollen Ø 50 mm**

- Vernickelt und pulverbeschichtet
- B x T x H: 450 x 410 x 860 mm

**Groß, Rollen Ø 75 mm**

- Aus Edelstahl
- B x T x H: 620 x 470 x 860 mm

Auslaufartikel:  
nur noch 2021  
erhältlich.  
Solange der  
Vorrat reicht.



Art.-Nr. 620.0221  
(groß, Edelstahl)  
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 077.1456  
VPE 1 Stück

**Manometer für Dichtigkeitstest**

- Einstellbereich 0 bis 10 kPa



Art.-Nr. 087.0059  
VPE 1 Stück

**Netzadapter Liberty/Thopaz/Thopaz+**

- Zum Laden des Akkus
- Mit verschiedenen Steckern (Euro-GB-US-AUS/NZ)



Art.-Nr. 101034390  
VPE 1 Stück

**Steckeraufsatz für Netzadapter Liberty/Thopaz+**

- Steckeraufsatz Euro



Art.-Nr. 079.0037  
VPE 1 Stück

**Ladestation Thopaz/Thopaz+**

- Zur Aufbewahrung von Thopaz+ und zum Laden des Akkus
- Kann an Normschiene, Betten\* und Infusionsständern\* befestigt werden
- \*bei Verwendung einer Halterung mit Normschiene



Art.-Nr. 079.0038  
VPE 1 Stück

**Adapter für Ladestation Thopaz/Thopaz+**

- Zur Befestigung des 2-Liter-Behälters empfohlen



Art.-Nr. 099.0176  
VPE 1 Stück

**Kontaktstift für Ladestation Thopaz/Thopaz+**



Art.-Nr. 099.0343  
VPE 10 Stück

**Dichtungsring Thopaz+**



Art.-Nr. 079.0036  
VPE 1 Stück

**Halterung mit Normschiene**

- Für die unkomplizierte Befestigung von Thopaz/Thopaz+ an Schienen, Betten, Infusionsständern
- Kann vertikal oder horizontal befestigt werden



Art.-Nr. 079.0040  
VPE 1 Stück

**Universalhalterung mit flexibler Normschiene**

- Für die unkomplizierte Befestigung von Thopaz/Thopaz+ an Schienen, Betten, Infusionsständern
- Stufenlose Einstellung der Schienenneigung (360°)



Art.-Nr. 077.0129  
VPE 1 Stück

**Halterset mit Werkzeug für Thopaz**

- Bestehend aus: 2 Bügelhalter, 2 Schienenhalter, 1 Halterwerkzeug



Art.-Nr. 079.0034  
VPE 1 Stück

**USB-Kabel**

- Zum Anschließen von Thopaz+ an den PC
- Typ: 2.0 A/M- Mini B/M



Art.-Nr. 079.1006  
VPE 1 Stück

**Tragegurt**

- Zum Tragen von Thopaz+


Art.-Nr. 079.0031  
VPE 1 Stück

**Tragegurt**

- Zum Tragen von Thopaz

## Unterdruck-Wundtherapie (NPWT)

### Invia Liberty



Art.-Nr. 087.0003  
VPE 1 Stück

#### Invia Liberty

- Aktive Entfernung des Exsudats und Druckkontrolle von der Pumpe bis zum Wundbereich
- Optionale Druckeinstellungen von -40 bis -200 mmHg, einschließlich Standard-Unterdruck von -125 mmHg
- Luftleckagenanzeige auf dem Display
- Neue individuelle Luftleckagen-Einstellungen für normale und große Wunden
- Quick-Connector für leichte und sichere Schlauchbefestigung
- Behälterentriegelung mit einem einzigen Knopfdruck
- Wahl zwischen Einweg-Behältern mit 300 ml und 800 ml mit Geliergranulat
- Akkulaufzeit: mind. 4 Stunden, durchschnittlich 14 Stunden
- Modi: konstant und intermittierend
- 1 Netzadapter
- 2 Gebrauchsanweisungen (1 für Fachpersonal, 1 für Patient)
- Gewicht: 1 kg
- B x H x T: 170 x 95 x 150 mm
- Garantie: 2 Jahre

### Invia Liberty Verbrauchsartikel



Art.-Nr. 087.0012 (0,3 l)  
VPE 10 Stück

#### Behälter mit Geliergranulat, steril

- Hydrophiler Überlaufschutz-/Bakterienfilter mit Aktivkohle für Geruchsschutz
- Sicherheitskammer als Filterschutz vor vorzeitigem Benetzen
- Größen: 0,3 Liter und 0,8 Liter



Art.-Nr. 087.0017 (0,8 l)  
VPE 6 Stück



Art.-Nr. 087.0025  
VPE 10 Stück

#### Schlauch mit Quick-Connector

- Schneller, sicherer und hygienischer Anschluss mit Quick Connector
- Länge des Schlauchs: ca. 150 cm

### Invia Liberty Zubehör



Art.-Nr. 079.0037  
VPE 1 Stück

#### Ladestation

- B x H x T: 210 x 85 x 130 mm



Art.-Nr. 079.0036  
VPE 1 Stück

#### Halterung mit Normschiene

- Länge: ca. 20,5 cm



Art.-Nr. 087.0031  
VPE 1 Stück

#### Tragetasche

- B x H x T: 215 x 160 x 95 mm



Art.-Nr. 087.0059  
VPE 1 Stück

#### Netzadapter Liberty/Thopaz+/Thopaz

- Zum Laden des Akkus
- Mit verschiedenen Steckern (Euro-GB-US-AUS/NZ)



Art.-Nr. 101034390  
VPE 1 Stück

#### Steckeraufsatz für Netzadapter Liberty/Thopaz+

- Steckeraufsatz Euro

### Invia Motion



Art.-Nr. 087.4024 (60 Tage)  
VPE 1 Stück

Art.-Nr. 087.4022 (15 Tage)  
VPE 1 Stück

#### Invia Motion

- Max. Vakuum: -175 mm Hg
- Min. Vakuum: -40 mm Hg
- Akkulaufzeit: mind. 4 Stunden, durchschnittlich 10 Stunden
- Modi: konstant und intermittierend
- 1 Netzadapter
- 2 Gebrauchsanweisungen (1 für Fachpersonal, 1 für Patient)
- 1 Tragetasche
- Gewicht: 400 g
- B x H x T: 90 x 90 x 50 mm
- Garantie: 2 Jahre

Versionen:

**Laufzeit 60 Tage**

60  
Days

**Laufzeit 15 Tage**

15  
Days

### Invia Motion Verbrauchsartikel



Art.-Nr. 087.4016  
VPE 5 Stück

#### Behälter/Schlauch-Set 0,15 L

- Mit Geliergranulat, steril
- Schneller Behälterwechsel mit einem Griff
- Nutzbares Fassungsvermögen des Behälters 0,15 Liter
- Länge des Schlauchs: ca. 150 cm

### Invia Motion Zubehör



Art.-Nr. 087.4003  
VPE 1 Stück

#### Tragetasche

- B x H x T: 120 x 210 x 60 mm



Art.-Nr. 101033647  
VPE 1 Stück

#### Netzadapter Motion

- Zum Laden des Akkus



Art.-Nr. 087.6221  
VPE 1 (enthält 3 Stück)

**Schaumstoff-Verbandset mit FitPad**

- Porengröße: 600–800 Mikrometer (µm)
- Reißfestigkeit: 138 kPa
- Wasserdampfdurchlässigkeit: 385 g/m<sup>2</sup>/Tag
- B x H Versiegelungsfolie: 260 x 320 mm

Versionen:

**Größe S**

- 1 Schaumstoffpad
- 1 Versiegelungsfolie
- 1 FitPad
- B x H x T Schaumstoffpad: 80 x 100 x 30 mm



Art.-Nr. 087.6222  
VPE 1 (enthält 3 Stück)

**Größe M**

- 1 Schaumstoffpad
- 2 Versiegelungsfolien
- 1 FitPad
- B x H x T Schaumstoffpad: 125 x 190 x 30 mm



Art.-Nr. 087.6223  
VPE 1 (enthält 3 Stück)

**Größe L**

- 1 Schaumstoffpad
- 2 Versiegelungsfolien
- 1 FitPad
- B x H x T Schaumstoffpad: 150 x 250 x 30 mm



Art.-Nr. 087.6224  
VPE 1 (enthält 3 Stück)

**Größe XL**

- 1 Schaumstoffpad
- 5 Versiegelungsfolien
- 1 FitPad
- B x H x T Schaumstoffpad: 300 x 600 x 15 mm



Art.-Nr. 087.6250  
VPE 1 Stück

**Abdominal-Verbandset mit FitPad**

- 1 Organschutzschicht: Größe oval 600 x 800 cm
- 1 Schaumstoffpad: Porengröße: 600–800 Mikrometer (µm)  
Größe oval 380 x 250 x 20 mm  
Reißfestigkeit: 138 kPa
- 4 Versiegelungsfolie: Größe 260 x 320 mm  
Wasserdampfdurchlässigkeit: 385 g/m<sup>2</sup>/Tag

**Gaze-Verbandsets mit FitPad**

- Saline: 30 ml
- B x H Versiegelungsfolie: 260 x 320 mm

Versionen:

**Größe M**

- 1 Kerlix AMD Antimikrobielle Gaze
- 1 Versiegelungsfolie
- 1 FitPad
- 1 Sterile Saline
- B x H Gaze: 160 x 170 mm



Art.-Nr. 087.7170  
VPE 1 (enthält 3 Stück)

**Größe L**

- 1 Kerlix AMD Antimikrobielle Gaze
- 2 Versiegelungsfolien
- 1 FitPad
- 2 Sterile Saline
- B x H Gaze: 114 x 3700 mm



Art.-Nr. 087.7171  
VPE 1 (enthält 3 Stück)

**Invia Schaumstoffverband aus Polyvinylalkohol**

- Hydrophiler PVA-Schaumstoff
- Mit sterilem Wasser befeuchtet
- Reißfestigkeit: 194-450 kPa

Versionen:

**Größe S**

- B x H x T: 75 x 100 x 9 mm




Art.-Nr. 087.6301  
VPE 1 (enthält 40 Stück)

**Größe L**

- B x H x T: 100 x 150 x 9 mm



Art.-Nr. 087.6302  
VPE 1 (enthält 60 Stück)



Art.-Nr. 087.7011  
VPE 10 Stück

**Invia Silverlon**

- B x H: 100 x 120 mm



Art.-Nr. 087.0030  
VPE 20 Stück

**Invia Versiegelungsfolie**

- B x H: 260 x 320 mm



Art.-Nr. 087.0028  
VPE 10 Stück

**Invia FitPad, steril**

- Länge des Schlauchs: ca. 80 cm



Art.-Nr. 087.0023  
VPE 10 Stück

**Invia Y-Stück mit Quick Connector**

- Zum Anschließen von 2 FitPads an ein Gerät

## Chirurgisches Absaugen

### Basic



Art.-Nr. 071.0000  
(tragbar)  
VPE 1 Stück

#### Basic

- Max. Vakuum -90 kPa (-675 mmHg)
- Saugleistung 30 l/min
- Kolben-/Zylindertechnologie
- CleanTouch Ein-/Aus-Taste
- Membran-Vakuumregler
- Vakuum-Manometer in kPa und mmHg
- Potenzialausgleichsleiter auf der Rückseite
- Inklusive komplettem Sicherheitsset für Überlaufschutz
- Anschluss für optionalen Fuß-Ein-/Aus-Schalter (Art.-Nr. 077.0723)
- 1 Gebrauchsanweisung
- Garantie: 5 Jahre



Art.-Nr. 071.0001  
(Rack)  
VPE 1 Stück

Versionen:

#### Basic tragbar

mit Tragegriff für bis zu 2 Sekretbehälter

#### Basic Rack

H x B x T: 210 x 305 x 375 mm

#### Basic fahrbar

Basic Rack + Rollgestell

Art.-Nr. 071.0001 +  
Art.-Nr. 071.0034  
(fahrbar)



Verwenden Sie dazu die Medela Auffangsysteme (Seite 19ff),  
Schläuche, Filter und Verbindungen (Seite 21ff)



Art.-Nr. 071.0034  
VPE 1 Stück

#### Rollgestell für Basic und Dominant Flex

- Mit Normschiene 10 x 25 mm
- Integrierter Fuß-Ein-/Aus-Schalter
- Mit 4 antistatischen Rollen mit Bremsen
- Inklusive Kabelhalter
- Garantie: 1 Jahr



Art.-Nr. 101033308

#### Basistraining medizinische Absaugsysteme

Unsere Geräte unterliegen in Deutschland dem Medizinproduktegesetz (MPG) sowie der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV). Der Betreiber, nicht der Lieferant, unterliegt der Pflicht vor der ersten Inbetriebnahme für eine Einweisung gemäß § 4 Abs. 3 Satz 1 MPBetreibV zu sorgen. Medela bietet gesetzliche Ersteinweisungen und -inbetriebnahmen für seine Produkte an.

Ersteinweisungen und -inbetriebnahmen bei Neugeräten, im Bedarfsfall auch bei Folgeinweisungen.

Inklusive aller Unterlagen der Teilnehmer.

Dauer: ca. 1 Stunde.

Auf Wunsch erhält jeder Teilnehmer eine Bescheinigung.

### Dominant Flex



Art.-Nr. 071.0002  
(tragbar)  
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 071.0003  
(Rack)  
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 071.0003 +  
Art.-Nr. 071.0034  
(fahrbar)

#### Dominant Flex

- Max. Vakuum -95 kPa (-713 mmHg)
- Saugleistung adaptierbar: 40, 50, 60 l/min
- Kolben-/Zylindertechnologie
- CleanTouch Tasten
- Membran-Vakuumregler
- Vakuum-Manometer in kPa und mmHg
- Potenzialausgleichsleiter auf der Rückseite
- Inklusive komplettem Sicherheitsset für Überlaufschutz
- Anschluss für optionalen Fuß-Ein-/Aus-Schalter (077.0723)
- 1 Gebrauchsanweisung
- Garantie: 5 Jahre

Versionen:

#### Dominant Flex tragbar

mit Tragegriff für bis zu 2 Sekretbehälter

#### Dominant Flex Rack

H x B x T: 210 x 305 x 375 mm

#### Dominant Flex fahrbar

Dominant Flex Rack + Rollgestell

Verwenden Sie dazu die Medela Auffangsysteme (Seite 19ff),  
Schläuche, Filter und Verbindungen (Seite 21ff)



Art.-Nr. 071.0034  
VPE 1 Stück

#### Rollgestell für Basic und Dominant Flex

- Mit Normschiene 10 x 25 mm
- Integrierter Fuß-Ein-/Aus-Schalter
- Mit 4 antistatischen Rollen mit Bremsen
- Inklusive Kabelhalter
- Garantie: 1 Jahr



Art.-Nr. 101033308

#### Basistraining medizinische Absaugsysteme

Unsere Geräte unterliegen in Deutschland dem Medizinproduktegesetz (MPG) sowie der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV). Der Betreiber, nicht der Lieferant, unterliegt der Pflicht vor der ersten Inbetriebnahme für eine Einweisung gemäß § 4 Abs. 3 Satz 1 MPBetreibV zu sorgen. Medela bietet gesetzliche Ersteinweisungen und -inbetriebnahmen für seine Produkte an.

Ersteinweisungen und -inbetriebnahmen bei Neugeräten, im Bedarfsfall auch bei Folgeinweisungen.

Inklusive aller Unterlagen der Teilnehmer.

Dauer: ca. 1 Stunde.

Auf Wunsch erhält jeder Teilnehmer eine Bescheinigung.



Art.-Nr. 077.0711  
VPE 1 Stück



**Sicherheits-Set steckbar**

- Mit Silikonschlauch
- 7x12 mm, 60 cm mit 2 Kupplungsstücken



Art.-Nr. 077.0450  
VPE 1 Stück



**Deckel für Sicherheitsbehälter steckbar**

- Mit Überlaufschutz



Art.-Nr. 077.0531 (280 mm)  
VPE 1 Stück

**Köcher mit Halterung**

- Zur Aufbewahrung von Kathetern oder Absauginstrumenten während Operationen
- 2 Teile: Halter (PC) und Köcher (PP) können direkt an Normschienen befestigt werden
- Größen: Länge 280 mm oder 480 mm

Art.-Nr. 077.0532 (480 mm)  
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 077.1030  
VPE 1 Stück

**Köcherhalterung**



Art.-Nr. 077.0561  
VPE 1 Stück

**Umschaltventil**



Art.-Nr. 077.0563  
VPE 1 Stück

**Umschaltventil mit Schienenklemme und Schlauchset**

- bestehend aus Art.-Nr. 077.0561, 077.0521 und 077.0921
- Mit 2 Silikonschläuchen 7 x 12 mm, 30 cm mit 2 Kupplungsstücken



Art.-Nr. 077.0723  
VPE 1 Stück

**Fuß-Ein-/Aus-Schalter**

- Zum Ein- und Ausschalten von Basic
- Kabellänge 3,5 m



Art.-Nr. 077.0751 (links)  
VPE 1 Stück

**Schlauchhalter**

- Zur Befestigung von Schläuchen an Normschienen
- Mit Schraube zur sicheren Befestigung
- Für links- oder rechtsseitige Befestigung



Art.-Nr. 077.0752 (rechts)  
VPE 1 Stück

Vario



Art.-Nr. 026.2110  
(mit Netzteil)  
VPE 1 Stück

**Vario Sekretdsauger**

- Vakuumbereich bis -75 kPa (-563 mmHg)
- Saugleistung 18l/min
- Kolben/Zylinder-QuatroFlex™-Technologie
- 230 - 240 V/50 Hz
- Silikonschlauch Ø 12 x 7 mm, 25 cm mit je 1 Steck- und Winkel-Steckkupplung 90°
- Einweg Überlaufschutz/Virenfilter (5 Stück)
- 2 Gebrauchsanweisungen (1 für Fachpersonal, 1 für Patient)
- Garantie: Gerät 2 Jahre/QuatroFlex™ 6 Monate
- B x H x T: 170 x 380 x 285 mm

Art.-Nr. 026.5110  
(mit Netzteil und Akku)  
VPE 1 Stück

Versionen:

**Vario mit Netzteil**

**Vario mit Netzteil und Akku**

- Kann mit Netzanschluss oder mit Akku (30 - 45 Min.) betrieben werden
- Betrieb auch mit Auto-Anschlusskabel möglich
- Mit optischem und akustischem Warnsignal für Akkuanzeige

Verwenden Sie dazu die Medela Auffangsysteme (Seite 19ff),  
Schläuche, Filter und Verbindungen (Seite 21ff)



Art.-Nr. 101033308

**Basistraining medizinische Absaugsysteme**

Unsere Geräte unterliegen in Deutschland dem Medizinproduktegesetz (MPG) sowie der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV). Der Betreiber, nicht der Lieferant, unterliegt der Pflicht vor der ersten Inbetriebnahme für eine Einweisung gemäß § 4 Abs. 3 Satz 1 MPBetreibV zu sorgen. Medela bietet gesetzliche Ersteinweisungen und -inbetriebnahmen für seine Produkte an.

Ersteinweisungen und -inbetriebnahmen bei Neugeräten, im Bedarfsfall auch bei Folgeeinweisungen.  
Inklusive aller Unterlagen der Teilnehmer.  
Dauer: ca. 1 Stunde.  
Auf Wunsch erhält jeder Teilnehmer eine Bescheinigung.



## Vario Zubehör



Art.-Nr. 077.0511  
(klein, vernickelt)  
VPE 1 Stück

### Rollgestell

- Für Gebrauch und Transport von diverserem Zubehör
- Mobil mit 4 Rollen (davon 2 mit Bremsen)
- Mit 2 Normschienen 10 x 25 mm

Versionen:

#### Klein, Rollen Ø 50 mm

- Vernickelt
- B x T x H: 450 x 410 x 860 mm


#### Groß, Rollen Ø 75 mm

- Aus Edelstahl
- B x T x H: 620 x 470 x 860 mm

Auslaufartikel:  
nur noch 2021  
erhältlich.  
Solange der  
Vorrat reicht.



Art.-Nr. 620.0221  
(groß, Edelstahl)  
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 077.0825  
VPE 1 Stück

### Vario Schienenhalterung

- Zur besseren Abstützung von Vario an Normschienen



Art.-Nr. 077.0823  
VPE 1 Stück

### Vario Universalhalterung

- Zur Befestigung von Vario an Schienen
- Vario Halterung kann bis zu 90° gedreht werden



Art.-Nr. 077.0105  
VPE 1 Stück

### Vario Adapter

- Zur Befestigung vom Einwegsystem an Vario



Art.-Nr. 077.0831  
VPE 1 Stück

### Vario Tragetasche

- Für den sicheren Transport von Vario mit Zubehör
- Robuste Tragevorrichtung mit Schulterriemen und Taschen



Art.-Nr. 077.0832  
VPE 1 Stück

### Kabelanschluss fürs Auto

- Zum Betrieb der Vario AC/DC-Pumpe im Auto
- 12-V-DC-Kabel



Art.-Nr. 077.0834  
VPE 1 Stück

### Vario Einweg-Filterset

- Einweg-Überlaufschutz/Bakterienfilter mit Medela-Anschluss und konischem Anschluss
- Mit PVC-Einwegschlauch 12 x 7 mm (25 cm) und einer Steckkupplung

## Absaugung der Atemwege

### Clario Home Care System



Art.-Nr. 014.0010  
(mit Netzteil)  
VPE 1 Stück  
Hilfsmittel-Nr.  
01.24.01.0016

Art.-Nr. 014.0110  
(mit Netzteil und Akku)  
VPE 1 Stück  
Hilfsmittel-Nr.  
01.24.02.0012

### Clario Home Care System

- Dreifaches Hygienekonzept
- 3 Vakuumeinstellungen  
min. = 131 mmHg  
med. = 266 mmHg  
max. = 595 mmHg
- Saugleistung 15 l/min
- 1 Behälterset
- 1 Sicherheitskammer
- Einweg Schlauch mit Fingertip
- 2 Gebrauchsanweisungen (1 für Fachpersonal, 1 für Patient)
- Garantie: 2 Jahre

Versionen:

#### AC Pumpe mit Netzteil

- Gewicht: 1,7 kg

#### AC/DC Pumpe mit Netzteil und Akku

- Gewicht: 2 kg



Art.-Nr. 014.0023  
(mit Netzteil und Akku)  
VPE 1 Stück

### Clario Toni Home Care System

- Dreifaches Hygienekonzept
- 3 Vakuumeinstellungen  
min. = 60 mmHg für Neugeborene  
med. = 100 mmHg für Kinder  
max. = 600 mmHg für zähflüssige Sekrete
- Saugleistung 15 l/min.
- 1 Behälterset
- 1 Sicherheitskammer
- Einweg Schlauch mit Fingertip
- 2 Gebrauchsanweisungen (1 für Fachpersonal, 1 für Patient)
- Garantie: 2 Jahre

Version:

#### AC/DC Pumpe mit Netzteil und Akku

- Gewicht: 2 kg

## Clario Zubehör



Art.-Nr. 074.0001  
VPE 1 Stück

### Behälterset

- Zum Auffangen von Sekreten bei Verwendung der Clario
- Mit 0,5-L-Behälter, Deckel mit Verschlusskappe und Schwimmer



Art.-Nr. 074.0002  
VPE 1 Stück

### Sicherheitskammer

- Zur Vakuumregulierung
- mit Vakuum-Drehknopf und 2 Ventilscheiben



Art.-Nr. 074.0003  
VPE 15 Stück

### Einweg-Fingertipschlauch, steril

- PVC
- Länge 150 cm, Charr. 25, steril



Art.-Nr. 074.0006  
VPE 1 Stück

### Manometer

- Zur Messung der Vakuumstärke der Clario
- In kPa und mmHg



Art.-Nr. 074.0007  
VPE 1 Stück

### SoftCase-Tragetasche

- Für den sicheren Transport von Homecare-Geräten mit Zubehör
- Mit 2 Tragegurten zur Befestigung an Rollstühlen oder als Rucksack und Tragegriff



Art.-Nr. 074.0017  
VPE 1 Stück

### Kabelanschluss fürs Auto

- Zum Betrieb der Clario AC/DC-Pumpe im Auto
- 12-V-DC-Kabel

## Auffangsysteme

### Mehrweg-Auffangsystem



Art.-Nr. 077.0125 (0,25 l)  
VPE 1 Stück

### Auffangbehälter

- Mehrweg-Behälter zum Auffangen von abgesaugten Sekreten
- Aus bruchfestem Polysulfon mit einfach ablesbarer weißer Graduierung
- Größen 0,25; 0,5; 1; 2; 3 und 5 Liter



Art.-Nr. 077.0155 (0,5 l)  
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 077.0110 (1 l)  
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 077.0120 (2 l)  
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 077.0130 (3 l)  
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 077.0150 (5 l)  
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 077.0420  
Patientenanschluss  
Ø 6–10 mm  
VPE 1 Stück

### Deckel groß

- Deckel für Mehrweg-Behälter mit Überlaufschutz
- Deckel mit Dichtung zur Verwendung mit 1-, 2-, 3- und 5-Liter-Auffangbehältern
- Konischer Patientenanschluss, Ø 6–10 mm oder 10–14 mm

Art.-Nr. 077.0430  
Patientenanschluss  
Ø 10–14 mm  
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 077.0440  
VPE 1 Stück

### Deckel klein

- Deckel für Mehrweg-Behälter mit Überlaufschutz
- Deckel mit Dichtung zur Verwendung mit 0,25- und 0,5-Liter-Auffangbehältern
- Konischer Patientenanschluss, Ø 6–10 mm



Art.-Nr. 077.0562  
Patientenanschluss  
Ø 6–10 mm  
VPE 10 Stück

### Einweg-Gewebeauffangbehälter


- für Mehrweg-Auffangsystem
- aus Polypropylen hergestellt
- zum Auffangen von Gewebeprobe
- kann am Patientenanschluss des Deckels angebracht werden



Art.-Nr. 077.1013  
VPE 10 Stück

### Befestigungsclip für Deckel

- für Deckel Art.-Nr. 077.0420, Art.-Nr. 077.0430 und Art.-Nr. 077.0440



Art.-Nr. 077.1021  
VPE 1 Stück

### Überlaufschutz

## Einweg-Auffangsystem



Art.-Nr. 077.0082 (1,5 l)  
VPE 1 Stück

### Auffangbehälter für Einweg-Beutel

- Mehrweg-Behälter für die Verwendung mit Einweg-Sekretbeutel
- Aus bruchfestem und leicht zu reinigendem Polycarbonat
- Größen: 1,5 und 2,5 Liter



Art.-Nr. 077.0085 (2,5 l)  
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 077.0083 (1,5 l)  
VPE 120 Stück

### Einweg-Sekretbeutel

- Einwegprodukt zum Auffangen von Sekreten
- Doppelschichtige Folie mit integriertem Überlaufschutz und Deckel
- Größen: 1,5 und 2,5 Liter



Art.-Nr. 077.0086 (2,5 l)  
VPE 120 Stück



Art.-Nr. 077.0084 (1,5 l)  
VPE 90 Stück

### Einweg-Sekretbeutel mit Geliergranulat

- Einwegprodukt zum Auffangen von Sekreten
- Doppelschichtige Folie mit integriertem Überlaufschutz und Deckel
- Enthält Geliergranulat für auslaufsicheren Transport und Entsorgung
- Größen: 1,5 und 2,5 Liter



Art.-Nr. 077.0087 (2,5 l)  
VPE 90 Stück



Art.-Nr. 077.0094  
VPE 10 Stück

### Einweg-Gewebeauffangbehälter

- Für Einweg-Auffangsystem
- Zum Auffangen von Gewebeproben
- Kann am Patientenanschluss des Deckels angebracht werden
- Aus Polypropylen hergestellt



Art.-Nr. 077.0100  
(für 1,5l Beutel)  
VPE 10 Stück

### Winkelstück

- Größen: für 1,5 Liter Einweg-Sekretbeutel (gelb) und für 2,5 Liter Einweg-Sekretbeutel (orange)



Art.-Nr. 077.0101  
(für 2,5l Beutel)  
VPE 10 Stück



Art.-Nr. 077.0105  
VPE 1 Stück

### Vario Adapter

- Zur Befestigung vom Einwegsystem an Vario

## Auffangsysteme Zubehör



Art.-Nr. 077.0188  
VPE 1 Stück

### Rollgestell

- für die Verwendung mit Medela Auffangsystemen geeignet
- Platz für bis zu 5 Auffangbehälter/Beutel
- Mobil mit 5 Rollen (mit Bremsen)
- Maße: 85 x 60 x 60 cm
- Garantie: 1 Jahr



Art.-Nr. 077.0651  
VPE 1 Stück

### Sicherheits-Set Vakuum-Regulierung mit Schienenklemme

- Für zentrale Vakuumversorgung
- Sekretbehälter PSU 0,25 Liter
- Deckel klein, konischer Patientenanschluss
- Ø 6 - 10 mm mit Überlaufschutz
- Schienenklemme Kunststoff
- Silikon-Schlauch Ø 12 x 7 mm, 60 cm mit 1 Steckkupplung
- Silikon-Schlauch Ø 12 x 7 mm, 100 cm mit 1 Steckkupplung



Art.-Nr. 077.0526 (1/1,5 l links)  
VPE 1 Stück

### Winkelblech

- Für Behälter in den Größen: 1 Liter bis 2,5 Liter



Art.-Nr. 077.0527 (1/1,5 l rechts)  
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 077.0528 (2/2,5 l links)  
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 077.0529 (2/2,5 l rechts)  
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 077.0521  
VPE 1 Stück

### Schienenklemme

- Zur Befestigung von Auffangbehältern an Normschienen
- Polyamid



Art.-Nr. 077.0523  
VPE 1 Stück

### Wandhalterung 1-fach

## Verbrauchsartikel

### Vakuumschläuche



Art.-Nr. 077.0901 (1 m)  
VPE je 1 Stück

### Vakuumschlauch

- Charr. 36
- Größe: Ø 7 x 12 mm
- Längen: 1, 2, 5 und 25 m



Art.-Nr. 077.0902 (2 m)  
VPE je 1 Stück



Art.-Nr. 077.0905 (5 m)  
VPE je 1 Stück



Art.-Nr. 077.0900 (25 m)  
VPE je 1 Stück



Art.-Nr. 077.0912 (60 cm)  
VPE 1 Stück

### Vakuumschlauch

- Mit 1 Steckkupplung
- Charr. 36
- Größe: Ø 7 x 12 mm
- Längen: 60 oder 100 cm



Art.-Nr. 077.0913 (100 cm)  
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 077.0921 (30 cm)  
VPE 1 Stück

### Vakuumschlauch

- Mit 2 Steckkupplungen
- Charr. 36
- Größe: Ø 7 x 12 mm
- Längen: 30 oder 60 cm



Art.-Nr. 077.0922 (60 cm)  
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 077.0931 (25 cm)  
VPE 1 Stück

### Vakuumschlauch

- Mit 1 Steckkupplung und 1 Steckkupplung 90°
- Charr. 36
- Größe: Ø 7 x 12 mm
- Längen: 25 oder 60 cm



Art.-Nr. 077.0185 (60 cm)  
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 077.0970  
VPE 1 Stück

### Vakuumschlauch

- Charr. 30
- Größe: Ø 5 x 10 mm
- Länge: 25 m



Art.-Nr. 077.0095  
VPE 1 Stück

### Vakuumschlauch für Serienschaltung

- Y-Stück mit 25 cm Silikonschlauch

## Patientenschläuche



Art.-Nr. 620.0015 (180 cm)  
VPE 50 Stück

### Patientenschlauch

- Steril verpackt
- Endstück Fingertip
- Pumpenanschluss Medela Universaltrichter
- Größe: Ø 8,3 x 5,9 mm (Charr. 25), Länge 180 cm



Art.-Nr. 620.0017 (210 cm)  
VPE 50 Stück

### Patientenschlauch, Endstück Medela Universaltrichter

- Steril verpackt
- Pumpenanschluss Medela Universaltrichter
- Größen: Ø 10 x 7 mm (Charr. 30), Länge 210 cm und 300 cm



Art.-Nr. 620.0018 (300 cm)  
VPE 50 Stück



Art.-Nr. 620.0023  
(Ø 8,3 x 5,9 mm, 300 cm;  
Charr. 25)  
VPE 50 Stück

### Patientenschlauch, Endstück Silikon

- Steril verpackt
- Pumpenanschluss Medela Universaltrichter
- Größen: Ø 8,3 x 5,9 mm (Charr. 25), Länge 210 cm, 300 cm und Länge 400 cm, und Ø 10 x 7 mm (Charr. 30), Länge 210 cm



Art.-Nr. 620.0024  
(Ø 8,3 x 5,9 mm, 400 cm;  
Charr. 25)  
VPE 50 Stück



Art.-Nr. 620.0025  
(Ø 8,3 x 5,9 mm, 210 cm;  
Charr. 25)  
VPE 50 Stück



Art.-Nr. 620.0026  
(Ø 10 x 7 mm, 210 cm;  
Charr. 30)  
VPE 50 Stück



Art.-Nr. 077.0160  
VPE 1 Stück

### Reihenanschluss Patient, einzeln

- Größen: Ø 8 x 12 mm, Länge 34 cm

## Mehrweg-Filter



Art.-Nr. 077.0581  
VPE 1 Stück

### Bakterienfilter

- inklusive Filterpapier 50 Stück
- Filtergehäuse autoklavierbar



Art.-Nr. 077.1014  
VPE 50 Stück

### Filterpapier für Bakterienfilter

## Einweg-Filter



Art.-Nr. 077.0573  
(Medela Anschlüsse)  
VPE 10 Stück

### Einweg-Bakterienfilter

- Schützt Pumpe und Umgebung vor Bakterien
- Versionen: mit Medela Anschlüssen oder mit konischen Anschlüssen



Art.-Nr. 077.0574  
(konische Anschlüsse)  
VPE 10 Stück



Art.-Nr. 101035265  
(Medela Anschlüsse)  
VPE 10 Stück

### Einweg-Virenfilter

- Schützt Pumpe und Umgebung vor Viren
- Schützt Pumpe und Umgebung zusätzlich vor Bakterien
- Versionen: mit Medela Anschlüssen oder mit konischen Anschlüssen



Art.-Nr. 101035284  
(konische Anschlüsse)  
VPE 10 Stück



Art.-Nr. 077.0571  
(Medela Anschlüsse)  
VPE 10 Stück

### Einweg-Überlaufschutz / Bakterienfilter

- Verhindert ein Überlaufen
- Schützt Pumpe und Umgebung vor Bakterien
- Versionen: mit Medela Anschlüssen, mit konischen Anschlüssen oder mit beiden Anschlüssen



Art.-Nr. 077.0572  
(konische Anschlüsse)  
VPE 10 Stück



Art.-Nr. 077.0577  
(beide Anschlüsse)  
VPE 10 Stück



Art.-Nr. 101035263  
(Medela Anschlüsse)  
VPE 10 Stück

### Einweg-Überlaufschutz / Virenfilter

- Verhindert ein Überlaufen und schützt Pumpe und Umgebung vor Viren
- Schützt Pumpe und Umgebung zusätzlich vor Bakterien
- Versionen: mit Medela Anschlüssen oder mit konischen Anschlüssen



Art.-Nr. 101035264  
(konische Anschlüsse)  
VPE 10 Stück




Art.-Nr. 077.0575  
(Medela Anschlüsse)  
VPE 10 Stück

### Einweg-Bakterien- und Geruchsfilter

- Filtert und neutralisiert Gerüche und schützt Pumpe und Umgebung vor Bakterien
- Versionen: mit Medela Anschlüssen oder mit konischen Anschlüssen



Art.-Nr. 077.0576  
(konische Anschlüsse)  
VPE 10 Stück




Art.-Nr. 101035288  
(Medela Anschlüsse)  
VPE 10 Stück

Art.-Nr. 101035289  
(konische Anschlüsse)  
VPE 10 Stück

### Einweg-Viren- und Geruchsfilter

- Filtert und neutralisiert Gerüche und schützt Pumpe und Umgebung vor Viren
- Schützt Pumpe und Umgebung zusätzlich vor Bakterien
- Mit Medela Anschlüssen oder mit konischen Anschlüssen




Art.-Nr. 077.0092  
(Medela Anschlüsse)  
VPE 10 Stück

Art.-Nr. 101035285  
(konische Anschlüsse)  
VPE 10 Stück

### Einweg-Überlaufschutz / Bakterien- und Geruchsfilter

- Verhindert ein Überlaufen
- Neutralisiert Gerüche und schützt Pumpe und Umgebung vor Bakterien
- Mit Medela Anschlüssen oder mit konischen Anschlüssen



Art.-Nr. 101035286  
(Medela Anschlüsse)  
VPE 10 Stück

Art.-Nr. 101035287  
(konische Anschlüsse)  
VPE 10 Stück

### Einweg-Überlaufschutz / Viren- und Geruchsfilter

- Verhindert ein Überlaufen
- Filtert und neutralisiert Gerüche und schützt Pumpe und Umgebung vor Viren
- Schützt Pumpe und Umgebung zusätzlich vor Bakterien
- Versionen: mit Medela Anschlüssen oder mit konischen Anschlüssen



Art.-Nr. 077.0582  
(Medela Anschlüsse)  
VPE 10 Stück

### Einweg-Partikelfilter

- Aus Schaumstoff und Vlies
- Mit Medela Anschlüssen

### Ein- und Mehrweg-Verbindungen



Art.-Nr. 077.1017  
VPE 10 Stück

### Steckkupplung, beidseitig konisch

- Verbindet Schläuche miteinander
- Polypropylen



Art.-Nr. 077.1018  
VPE 10 Stück

### Steckkupplung

- Verbindet Schlauch mit Medela Anschlüssen (Deckel, Umschaltventil usw.)
- Polyoxymethylen mit 2 blauen Silikon-O-Ringen
- Ø 7 mm



Art.-Nr. 077.1019  
VPE 10 Stück

### Steckkupplung 90°

- Verbindet Schlauch mit Medela Anschlüssen (Deckel, Umschaltventil usw.)
- Polyoxymethylen mit 2 blauen Silikon-O-Ringen



Art.-Nr. 077.1020  
VPE 10 Stück

### Y-Stück, dreifach konisch

- Zum Anschließen von 2 Schläuchen an dieselbe Vakuumquelle
- Polypropylen



Art.-Nr. 077.0098  
VPE 10 Stück

### Y-Stück

- Ø 7 mm



Art.-Nr. 077.0161  
VPE 10 Stück

### Steckkupplung

- Klein Ø 5 mm

## Vakuumentbindung

### Basic



Art.-Nr. 071.0000  
(tragbar)  
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 071.0001  
(Rack)  
VPE 1 Stück



Art.-Nr. 071.0001 +  
Art.-Nr. 071.0034  
(fahrbar)

### Basic

- Max. Vakuum -90 kPa (-675 mmHg)
- Saugleistung 30 l/min
- Kolben-/Zylindertechnologie
- CleanTouch Ein-/Aus-Taste
- Membran-Vakuumregler
- Vakuum-Manometer in kPa und mmHg
- Potenzialausgleichsleiter auf der Rückseite
- Inklusive komplettem Sicherheitsset für Überlaufschutz
- Anschluss für optionalen Fuß-Ein-/Aus-Schalter (Art.-Nr. 077.0723)
- 1 Gebrauchsanweisung
- Garantie: 5 Jahre

Versionen:

### Basic tragbar

mit Tragegriff für bis zu 2 Sekretbehälter

### Basic Rack

H x B x T: 210 x 305 x 375 mm

### Basic fahrbar

Basic Rack + Rollgestell

Verwenden Sie dazu die Medela Saugglocken (Seite 26f), Auffangsysteme (Seite 19ff), Schläuche, Filter und Verbindungen (Seite 21ff)



Art.-Nr. 071.0034  
VPE 1 Stück

### Rollgestell für Basic und Dominant Flex

- Mit Normschiene 10 x 25 mm
- Integrierter Fuß-Ein-/Aus-Schalter
- Mit 4 antistatischen Rollen mit Bremsen
- Inklusive Kabelhalter
- Garantie: 1 Jahr

### Vakuumentbindung Zubehör



Art.-Nr. 077.0731  
VPE 1 Stück

### Fuß-Vakuumregler

- Zur Regulierung des Vakuums von Basic
- Kann an Medela Standardbehälter angeschlossen werden
- Mit Haken und Schienenklemme zur einfachen Befestigung an Normschienen bei Nichtgebrauch



Art.-Nr. 017.0014  
(Befestigungswinkel)  
VPE 1 Stück

### Apgar Timer

- Für den zuverlässigen Hinweis zur Durchführung von Apgar-Tests
- Batteriebetrieben
- Akustisches Signal nach 1, 5 und 10 Minuten

Versionen:

- Mit Befestigungswinkel
- Zur Befestigung an Normschienen






Art.-Nr. 017.0015  
(Befestigung an Normschienen)  
VPE 1 Stück




### Mehrweg-Saugglocken

-  Art.-Nr. 077.0029 (Ø 40 mm)  
VPE 1 Stück
-  Art.-Nr. 077.0030 (Ø 50 mm)  
VPE 1 Stück
-  Art.-Nr. 077.0031 (Ø 60 mm)  
VPE 1 Stück


**Saugglocke Malmström**  
- Autoklavierbarer Edelstahl  
- Mit Bodenplatte, Kette, Handgriff und Schlauch  
- Größen: Ø 40, 50 und 60 mm

-  Art.-Nr. 077.0032 (Ø 40 mm)  
VPE 1 Stück
-  Art.-Nr. 077.0033 (Ø 50 mm)  
VPE 1 Stück
-  Art.-Nr. 077.0034 (Ø 60 mm)  
VPE 1 Stück



**Saugglocke Malmström**  
- Autoklavierbarer Edelstahl  
- Mit Bodenplatte und Kette  
- Größen: Ø 40, 50 und 60 mm

-  Art.-Nr. 077.1041 (Ø 40 mm)  
VPE 1 Stück
-  Art.-Nr. 077.1042 (Ø 50 mm)  
VPE 1 Stück
-  Art.-Nr. 077.1043 (Ø 60 mm)  
VPE 1 Stück


**Saugglocke Bird**  
- Mit Saugeinlage  
- Kette (ohne Griff), Länge 11 cm  
- Größen: Ø 40, 50 und 60 mm

-  Art.-Nr. 077.0063  
VPE 1 Stück


**Saugglocke Bird Posterior**  
- Mit Saugeinlage  
- Kette (ohne Griff), Länge 11 cm  
- Größe: Ø 50 mm

-  Art.-Nr. 077.0761 (Ø 50 mm) blau  
VPE 1 Stück
-  Art.-Nr. 077.0762 (Ø 60 mm) gelb  
VPE 1 Stück

**Silc Cup Saugglocke**  
- Mit Silikonschlauch, 150 cm und 1 Steckkupplung  
- Größen: Ø 50 und 60 mm

-  Art.-Nr. 077.0078  
VPE 1 Stück

**Silc Cup Saugglocke, komplett**  
- Mit Ventil und 150 cm Silikonschlauch  
- Größe: Ø 60 mm

-  Art.-Nr. 077.0080  
VPE 1 Stück

**CaesAid-Saugglocke**  
- Autoklavierbares Silikon  
- Mit profilierter Manschette und 200 cm Silikonschlauch  
- Größe: Ø 60 mm

### Einweg-Saugglocken




-  Art.-Nr. 077.0791  
VPE 3 Stück

**Silc Cup Einweg-Saugglocke**  
- Steril mit 150-cm-Schlauch  
- Größe: Ø 60 mm

-  Art.-Nr. 077.0792  
VPE 4 Stück

**Einweg-Saugglocke Bird Cup**  
- Polycarbonat-Version der Mehrweg-Saugglocke Bird Cup  
- Steril mit 150-cm-Schlauch  
- Größe: Ø 50 mm



### Saugglocken Zubehör

-  Art.-Nr. 077.0035 (Ø 40 mm)  
VPE 1 Stück
-  Art.-Nr. 077.0036 (Ø 50 mm)  
VPE 1 Stück
-  Art.-Nr. 077.0037 (Ø 60 mm)  
VPE 1 Stück

**Bodenplatte für Malmström**  
- Aus Stahl mit Kette

-  Art.-Nr. 077.0038  
VPE 1 Stück

**Handgriff für Malmström**

-  Art.-Nr. 077.0055 (120 cm)  
VPE 1 Stück
-  Art.-Nr. 077.0053 (32 cm)  
VPE 1 Stück




**Vakuumschlauch für Malmström**  
- Längen: 32 cm und 120 cm

-  Art.-Nr. 077.0062  
VPE 5 Stück

**Sicherungsring für Bird**

-  Art.-Nr. 077.1044  
VPE 1 Stück

**Handgriff mit Haken für Bird**

-  Art.-Nr. 077.1045 (Ø 40 mm)  
VPE 10 Stück
-  Art.-Nr. 077.1046 (Ø 50 mm)  
VPE 10 Stück
-  Art.-Nr. 077.1047 (Ø 60 mm)  
VPE 10 Stück

**Saugeinlagen für Bird**

-  Art.-Nr. 077.0056  
VPE 1 Stück

**Vakuumschlauch für Bird und Silc Cup**  
- Größe: Ø 7 x 12 mm  
- Länge: 150 cm

-  Art.-Nr. 077.0170  
VPE 15 Stück

**Einwegschlauch für Bird und Silc Cup**  
- Größe: Ø 7 x 10 mm  
- Länge: 150 cm

-  Art.-Nr. 077.0052  
VPE 1 Stück

**Silikonschlauch für Vakuumentbindung**  
- Größe: Ø 5,9 x 8,3 mm  
- Länge: 25 m  
- Transparent  
- Zum selbst konfektionieren

## Medizinische Vakuumtechnologie für medizinisches Fachpersonal

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns  
oder Ihren zuständigen Medela Gebietsleiter.

 Medela AG  
Lättichstrasse 4b  
6340 Baar, Switzerland  
[www.medelahealthcare.com](http://www.medelahealthcare.com)

Germany  
Medela Medizintechnik  
GmbH & Co. Handels KG  
Postfach 1148  
85378 Eching  
Germany  
Phone +49 89 31 97 59-0  
Fax +49 89 31 97 59-99  
[info@medela.com](mailto:info@medela.com)  
[www.medelahealthcare.de](http://www.medelahealthcare.de)

 0123